



## Inzision statt Punktierung!

Die patentierten Inzisions-Instrumente von ITC erzeugen einen geschwungenen Einschnitt oberhalb der schmerzempfindlichen Nerven. Die Klinge zieht sich sofort wieder in das Instrument zurück – dies schließt eine Verletzungsgefahr aus. Das Ergebnis ist eine hochwertige Blutprobe, frei von Kontamination durch Gewebe. Unsere Instrumente sind sicher, einfach in der Handhabung und nahezu schmerzfrei mit weniger Blutergüssen im Vergleich zu herkömmlichen Lanzetten.

**ITC Inzision**



**herkömmliche Punktierung**



### Inzision ist

#### **SANFT und**

- Schmerzfrei
- Sehr schnell
- Kein Vorwärmen nötig
- Kaum Wiederholung nötig
- Optimale Blutmenge

#### **SICHER**

- Definierte Schnitttiefe und Schnittlänge
- Klinge aus sehr dünnem Qualitätsstahl
- Handliche Größe
- Nach dem Schnitt bleibt die Klinge im Gehäuse
- ▶ Keine Verletzung des Anwenders möglich

### Produkte

**tenderfoot®**



**Tenderlett®**

