













SenTec Digital Monitor Zubehör und Verbrauchsmaterial



Art.-Nr.	Beschreibung	enthält
SDMS-700	SenTec Digital Monitoring System Software-Vers. 8.00/6.0 oder höher	Monitor, V-Sign-Sensor 2, 1,5m-Sensorkabel, Netzkabel, Starterkit, VSTAT-SW, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, CD mit allen Dokumenten, Sensor-Trainingskit
SDMS-P02	SenTec Digital Monitoring System mit pO2 Messung von pO2, pCO2, SpO2 und Puls	Monitor, OxiVent-Sensor, 1,5m-Sensorkabel, Netzkabel, Starterkit Neo, VSTAT-SW, USB-Kabel, Bedienungsanleitung, CD mit allen Dokumenten, Sensor-Trainingskit
VS-A/P/N	V-Sign-Sensor 2 misst pCO2, SpO2, PF/PI, Garantie: 18 Monate	
OV-A/P/N	OxiVent-Sensor misst pO2, pCO2, SpO2, PF/PI; Lebensdauer: 12 Monate oder 4320 Betriebsstunden	
GAS-0812	Sentec Servicegas	Pack mit 6 Flaschen
VS-MC (MC-R)	V-Sign Besspannsätze, nachfüllbar	9 Stück
VS-MC-3	V-Sign Besspannsätze, nachfüllbar	3 Stück
VS-MC-1	V-Sign Besspannsätze, nachfüllbar	einzeln
VS-MCi	Einsätze für Besspannsatz	5 Einsätze
EC-Mi	Sentec Ohrclips, beidseitig klebend	24 Stück
MAR-Mi	Befestigungsringe, normal	1 Rolle mit 48 Stück
MARE-Mi	Befestigungsringe easy, normal	1 Rolle mit 48 Stück
MAR-SF	Befestigungsringe sensitiv für Neonaten	Pack mit 24 Stück
MARE-SF	Befestigungsringe Easy sensitiv	Pack mit 24 Stück
SA-MAR	Staysite™ Zusatzpflaster für MAR	Pack mit 50 Stück

	GEL-04	Sentec Sensorgel	1 Flasche mit 5 ml
	GEL-SD	Single Use Contact Gel	Pack mit 90 Ampullen
	E-100338	Dichtringe für Dockingstation	Pack mit 5 Stück
	E-100338-1	Dichtringe für Dockingstation	einzel
	AC-150	Sensorverlängerungskabel 1,5 m, andere Längen auf Anfrage erhältlich	
	VL-A	Sentec VueLink Adapter	1 Stück
	Di-A	Dräger Infinity-Adapter [ab SDM-Firmware 07.01]	1 Stück
	SC-CC	Kabelbefestigungs-Clip	2 Stück
	USB232C_180	Converter Kabel für Sentec Monitor 180 cm, DB9 Male	1 Stück
	SDMS_CB	Tragetasche Sentec Monitor	1 Stück
	SDM_RS-GCX	Rollständer für SDM	
	MP-WR	Montageplatte Wandschiene	
	MP-RSH	Montageplatte Rollständerkopf	
	MP-iW	Montageplatte Universal	
	VS-SSET	Sentec Starter Kit	12 Ohrclips 13 Befestigungsringe normal 4 Befestigungsringe sensitiv 1 Flasche Servicegas 1 Sensorgel [5 ml] 2 V-Sign Besspannsätze
	VS-SSET-N	Sentec Starter Kit NEO	16 Befestigungsringe normal 8 Befestigungsringe sensitiv 1 Flasche Servicegas 1 Sensorgel [5 ml] 2 V-Sign Besspannsätze
	V-STATS-LPRC	V-CareNet Registrierungscode	
	SENSWUP700	Software Upgrade auf Version 8.00 inkl. Sensor VS-A/P/N	
	SENSWUP7oS	Software Upgrade auf Version 8.00 OHNE Sensor VS-A/P/N	