

irma vet[®]

Blood Analysis System

DIE NÄCHSTE GENERATION der Point-of-Care Diagnostik



BLUTGASE • ELEKTROLYTE

LIFEHEALTH[®]
DIAGNOSTICS FOR BETTER HEALTH

DIE NÄCHSTE GENERATION der Point-of-Care Diagnostik

Die IRMA[®] Blutanalyse - Ein einzigartiges Nutzungserlebnis

Die IRMA Blutanalyse. Durch die einfache und intuitive Einrichtung des IRMA VET Systems können Sie Ihre Tests ohne Verzögerung am Point-of-Care durchführen. Das neuartige IRMA VET App-Interface, der Touchscreen und eine Video-unterstützte Benutzeroberfläche erleichtern die Nutzung und sorgen für ein einzigartiges Nutzungserlebnis. Somit bietet das System den Komfort neuester Technologie bei gleichzeitig herausragender analytischer Performance und Zuverlässigkeit.

Umfassendes Test-Angebot

Lagerung der Kassetten bei Raumtemperatur*

Farb-Touchscreen und Video Hinweise für eine vereinfachte Bedienung

Integrierter Scanner für erhöhte Effektivität und Genauigkeit

Geschlossenes System ermöglicht eine einfache und sichere Probenzufuhr

Ergebnis-Druck sowohl über den eingebauten als auch Ihre Netzwerk-Drucker

Wireless Datenübertragung der Ergebnisse an Ihr LIS und EMR

Höchste Zuverlässigkeit

Automatische Qualitätskontrollen

Selbst-Kalibration vor jedem Test

Intuitiver Aufbau

Wartungsfrei



Das IRMA VET Blutanalyse-System bietet eine große Auswahl an diagnostischen Tests einschließlich **Blutgase und Elektrolyte**.



Messen Sie jederzeit an jedem Ort.

Das IRMA VET Blutanalyse-System ist ein wertvolles diagnostisches Tool für Tierärzte in Intensivpflegebereichen und Tierkliniken. Das portable Design ermöglicht den flexiblen Einsatz des Systems sowohl innerhalb als auch außerhalb der Klinik für die Behandlung von Haus- und Nutztieren.



Intuitives, einzigartiges IRMA VET App Nutzer-Interface für eine leichte Handhabung

- Touchscreen und Video-Tipps unterstützen den Anwender und leiten durch den Testprozess
- Hinterlegbare Referenzbereiche für mehrere Tierarten und Untersuchungsorte; unmittelbare, farbliche Kennzeichnung abnormaler Werte auf dem Display
- Das abnehmbare IRMA VET Tablet vereinfacht das Teilen von Testergebnissen
- Reduktion von Übertragungsfehlern beim Erfassung von Kassetten-Chargen dank eingebautem Barcodescanner
- Anbindung an elektr. Informationssysteme und externe Drucker



Branchenführender Komfort und Zuverlässigkeit ohne zusätzliche Wartung


- Raumtemperatur-Kassetten benötigen keine Kühlung und sind sofort einsatzbereit
- Unmittelbare und zuverlässige Einsatzbereitschaft am Point-of-Care dank portabilem und kompaktem Design
- Die automatische Kalibration erlaubt es Ihrem Team, sich auf Ihre Patienten zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der Wartung der Maschine zu verbringen

Außergewöhnliche klinische Performance gleichwertig mit Labor-Referenzausrüstung

- Die IRMA Technologie ist seit über 20 Jahren klinisch bewährt und liefert herausragende analytische Ergebnisse
- Selbst-Kalibration vor jedem Test verhindert den unnötigen Verlust von Patientenproben
- Hervorragende Genauigkeit in 99,6% der Fälle
- Elektronische und flüssige Qualitätskontrollen gewährleisten Ergebnisgenauigkeit auf Laborniveau
- Robuster Geräte-Aufbau mit zweijähriger Garantie

Gebrauchsfertige Einmal-Kassetten

- **Drei verschiedene Kassetten-Panels**
 - Gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit
- **Raumtemperatur-Kassetten**
 - Flexibler Einsatz jederzeit und überall
- **Geschlossenes System für die Probenzufuhr**
 - Verwendung von Luer-Lock-Standardspritzen für die Probenzufuhr reduziert das Infektionsrisiko durch Krankheitserreger
- **Selbst-Kalibration vor jedem Test**
 - Verhindert den unnötigen Verlust von Proben im Falle einer fehlgeschlagenen Kalibration
- **Einmal-Kassetten**
 - Eliminiert typische Probleme wieder-verwendbarer Elektroden
- **In sich geschlossene Kalibrierung**
 - Macht externe Reagenzien oder Gase überflüssig



Kassetten Testmenü

	CC	BG	H3
pH	•	•	
pCO ₂	•	•	
pO ₂	•	•	
Na ⁺	•		•
K ⁺	•		•
Cl ⁻			
iCa	•		•
Hct	•		•
HCO ₃ ⁻	•	•	
TCO ₂ [*]	•	•	
BEecf [*]	•	•	
BEb [*]	•	•	
O ₂ SAT [*]	•	•	
iCa(N) [*]	•		
tHb [*]	•		•

* Kalkulierte Werte

Kassetten Artikelnummern

Artikel	Beschreibung
039903V	CC Kassette pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct, Na ⁺ , K ⁺ , iCa
048103V	BG Kassette pH, pCO ₂ , pO ₂
048400V	H3 Kassette Hct, Na ⁺ , K ⁺ , iCa



LIFEHEALTH, LLC.
2656 PATTON ROAD • ROSEVILLE, MN 55113 USA
USA and Canada: +1.855.762.8378 +1.855.POC.TEST
International: +1.651.638.1000 F: +1.651.638.1060
lifehealthmed.com

485000 11/16

Ihr lokaler Vertriebspartner:



Keller Medical GmbH
Wiesbadener Weg 2A - 65812 Bad Soden
Tel.: +49 6196 561630 - Fax: +49 6196 5616319
info@keller-medical.de - www.keller-medical.de