

# IRMA VET

## Zubehör und Verbrauchsmaterial



Art.-Nr.	Beschreibung
555700V	<b>IRMA VET Blut Analyse System</b> Besteht aus: IRMA LH Instrument, Temperatur-Karte, Netzteil mit Netzkabel, Thermopapier, Reinigungsset für Edge Connector, Benutzerhandbuch
<b>Kassetten</b>	
	<b>CC Kassette</b> gemessen: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , Na, K, iCa, Hct berechnet: HCO <sub>3</sub> , TCO <sub>2</sub> , BEecf, BEb, SO <sub>2</sub> , iCa(N), tHb
039903-1V	einzelne Kassette
039903-25V	Pack mit 25 Stück
	<b>BG Kassette</b> gemessen: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> berechnet: HCO <sub>3</sub> , TCO <sub>2</sub> , BEecf, BEb, SO <sub>2</sub>
048103-1V	einzelne Kassette
048400-25V	Pack mit 25 Stück
	<b>H3 Kassette</b> gemessen: Na, K, iCa, Hct berechnet: tHb
048400-25V	Pack mit 25 Stück
<b>Zubehör</b>	
040500-1	Kapillare, einzeln
040500-50	Kapillare, Pack mit 50 Stück
CC527	Multilevel-Kontroll-Lösung für CC BG H3
K023-1005	Thermopapier VET, Pack mit 5 Rollen
450000	Reinigungsset für Edge Connector
428480	Edge Connector VET