







Sentec Digital Monitor Zubehör und Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Beschreibung	enthält
 SDMS-700	Sentec Digital Monitoring System	Monitor, V-Sign-Sensor 2, Netzkabel, Bedienerhandbuch, Kurzanleitung, Download-Link für V-STATS Software, Erstausrüstung Adult, Sensor-Anschlusskabel 1,5m sowie USB-Kabel
 SDMS-PO2	Sentec Digital Monitoring System mit pO2	Monitor, OxiVent-Sensor, Netzkabel, Kurzanleitung, Download-Link für V-STATS Software, Erstausrüstung Neo, Sensor-Anschlusskabel 1,5m sowie USB-Kabel
 VS-A/P/N	V-Sign-Sensor 2 misst pCO ₂ , SpO ₂ , PF/PI, Garantie: 18 Monate	
 OV-A/P/N	OxiVenT-Sensor misst pO ₂ , pCO ₂ , SpO ₂ , PF/PI; Lebensdauer: 12 Monate oder 4320 Betriebsstunden	
 GAS-0812	Sentec Servicegas	Pack mit 6 Flaschen
 VS-MC (MC-R)	V-Sign Bespannsätze, nachfüllbar	9 Stück
 VS-MC-3	V-Sign Bespannsätze, nachfüllbar	3 Stück
 VS-MCi	Einsätze für Bespannsatz	5 Einsätze
 EC-Mi	Sentec Ohrclips, beidseitig klebend	24 Stück
 MAR-Mi	Befestigungsringe, normal	1 Rolle mit 48 Stück
 MARE-Mi	Befestigungsringe easy, normal	1 Rolle mit 48 Stück
 MAR-SF	Befestigungsringe sensitiv für Neonaten	Pack mit 24 Stück

	MARe-SF	Befestigungsringe Easy sensitiv	Pack mit 24 Stück
	SA-MAR	Staysite™ Zusatzpflaster für MAR	Pack mit 50 Stück
	GEL-04	Sentec Sensorgel	1 Flasche mit 5 ml
	GEL-SD	Single Use Contact Gel	Pack mit 90 Ampullen
	E-100338	Dichtringe für Dockingstation	Pack mit 5 Stück
	E-100338-1	Dichtringe für Dockingstation	einzel
	AC-150	Sensorverlängerungskabel 1,5 m, andere Längen auf Anfrage erhältlich	
	VL-A	Sentec VueLink Adapter	1 Stück
	Di-A	Dräger Infinity-Adapter (ab SDM-Firmware 07.01)	1 Stück
	SC-CC	Kabelbefestigungs-Clip	2 Stück
	USB232C_180	Converter Kabel für Sentec Monitor 180 cm, DB9 Male	1 Stück
	SDMS_CB	Tragetasche Sentec Monitor	1 Stück
	RS-GCX_SDM	Rollständer für SDM	
	MP-WR	Montageplatte Wandschiene	
	MP-RSH	Montageplatte Rollständerkopf	
	MP-iW	Montageplatte Universal	
	VS-SSET	Sentec Starter Kit	12 Ohrclips 13 Befestigungsringe normal 4 Befestigungsringe sensitiv 1 Flasche Servicegas 1 Sensorgel (5 ml) 2 V-Sign Bespannsätze
	VS-SSET-N	Sentec Starter Kit NEO	16 Befestigungsringe normal 8 Befestigungsringe sensitiv 1 Flasche Servicegas 1 Sensorgel (5 ml) 2 V-Sign Bespannsätze
	V-STATS-LPRC	V-CareNet Registrierungscode	