

irma[®]

Blood Analysis System



Das zuverlässige Point-of-Care
Blutanalyse-System

Mehr als zwei Jahrzehnte
exzellente klinische Performance

irma[®]

Blood Analysis System

Das IRMA[®] Nutzungserlebnis bedeutet Zuverlässigkeit von Anfang bis Ende

Das IRMA Nutzungserlebnis. Das IRMA System eignet sich perfekt für die Durchführung täglicher Tests durch die einfache Einrichtung und Implementierung. Die revolutionäre IRMA App, mit Touchscreen und video-unterstützender Benutzeroberfläche, sorgt für ein einzigartiges Nutzererlebnis. Das System bietet Ihnen angenehmen Komfort bei gleichzeitig herausragender analytischer Performance und Zuverlässigkeit.

Lagerung der Kassetten bei Raumtemperatur

Intuitiver Aufbau

Farb-Touchscreen und Video Hinweise

Integrierter Scanner für erhöhte Effektivität und Genauigkeit

Selbst-Kalibration vor jedem Test

Geschlossenes System

Wireless Datenübertragung der Ergebnisse an Ihr LIS und EMR

Automatische Qualitätskontrollen

Wartungsfrei



Das IRMA-Blutanalyse-System bietet eine große Auswahl an diagnostischen Tests einschließlich Blutgase und Elektrolyte.

Messen Sie jederzeit an jedem Ort.

OP | ITS | NEO | Pneumologie

Radiologie | Ambulante Pflege

Trauma | Arztpraxis

Notaufnahme | Labor

Das portable Design des IRMA-Blutanalyse-Systems und seine intuitive, anwenderfreundliche IRMA App Nutzeroberfläche erleichtern die Handhabung für eine Vielfalt von Anwendern in wechselnden klinischen Umgebungen.



Intuitives, einzigartiges IRMA App Nutzer-Interface für eine leichte Handhabung

- Touchscreen und Video-Tipps unterstützen den Anwender und leiten ihn durch den Testprozess
- Referenzbereiche für mehrere Patienten und Blutgruppen können hinterlegt werden und abnormale Werte werden unmittelbar auf dem Display farblich gekennzeichnet
- Das abnehmbare IRMA Tablet vereinfacht das Teilen von Testergebnissen
- Reduktion von Übertragungsfehlern beim Erfassen von Kassettencargen, Patienten- und Anwender-IDs dank eingebautem Barcodescanner



Branchenführender Komfort und Zuverlässigkeit ohne zusätzliche Wartung

- Raumtemperatur-Kassetten benötigen keine Kühlung und sind sofort einsatzbereit
- Unmittelbare und zuverlässige Einsatzbereitschaft am Point-of-Care dank portalem und kompaktem Design
- Die automatische Kalibration erlaubt es Ihrem Team sich auf den Patienten zu konzentrieren, anstatt Zeit mit der Wartung der Maschine zu verbringen



Außergewöhnliche klinische Performance gleichwertig mit Labor-Referenzausrüstung

- Die IRMA Technologie ist seit über 20 Jahren klinisch bewährt und liefert herausragende analytische Ergebnisse
- Selbst-Kalibration vor jedem Test verhindert den unnötigen Verlust von Patientenproben
- Elektronische und flüssige Qualitätskontrollen gewährleisten Ergebnisgenauigkeit auf Laborniveau
- Robuster Geräte-Aufbau mit zweijähriger Garantie



Raumtemperatur Einmal-Kassetten

- Drei verschiedene Kassetten-Panels
 - Gebrauchsfertig und sofort einsatzbereit
- Raumtemperatur Kassetten
 - Flexibler Einsatz jederzeit und überall
- Geschlossenes System für die Probenzufuhr
 - Verwendung von Luer-Lock-Standardspritzen für die Probenzufuhr reduziert das Infektionsrisiko durch Krankheitserreger
- Selbst-Kalibration vor jedem Test
 - Verhindert den unnötigen Verlust von Proben im Falle einer fehlgeschlagenen Kalibration
- Einmal-Kassetten
 - Elimiert typische Probleme wiederverwendbarer Elektroden
- In sich geschlossene Kalibrierung
 - Macht externe Reagenzien oder Gase überflüssig

Kassetten Testmenü

		CC	BG	H3
Gemessene Werte	pH	•	•	
	pCO ₂	•	•	
	pO ₂	•	•	
	Na ⁺	•		•
	K ⁺	•		•
	iCa	•		•
	Hct	•		•
Berechnete Werte	HCO ₃	•	•	
	TCO ₂	•	•	
	BEecf	•	•	
	BEb	•	•	
	O ₂ SAT	•	•	
	iCa(N)	•		
	tHb	•		•

Kassetten Artikelnummern

Artikel	Beschreibung
555700	IRMA Blutanalyse-System
039903-25	CC Kassette pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct, Na ⁺ , K ⁺ , iCa – 25 Pack
039903-10	CC Kassette pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct, Na ⁺ , K ⁺ , iCa – 10 Pack
048103-25	BG Kassette pH, pCO ₂ , pO ₂ – 25 Pack
048103-10	BG Kassette pH, pCO ₂ , pO ₂ – 10 Pack
048400-25	H3 Kassette Hct, Na ⁺ , K ⁺ , iCa – 25 Pack
048400-10	H3 Kassette Hct, Na ⁺ , K ⁺ , iCa – 10 Pack

Ihr lokaler Vertriebspartner:



Keller Medical GmbH
 Wiesbadener Weg 2A - 65812 Bad Soden
 Tel.: +49 6196 561630 - Fax: +49 6196 5616319
 info@keller-medical.de
 www.keller-medical.de



LIFEHEALTH
 2656 PATTON ROAD • ROSEVILLE, MN 55113 USA
 USA and Canada: +1.855.762.8378 +1.855.POC.TEST
 International: +1.651.638.1000 F: +1.651.638.1060

lifehealthmed.com

© 2018 LifeHealth. 485000 01/18

